



# 农药残留中腐霉利快速检测卡

## 农药残留中腐霉利参数

### 产品简介

本产品为腐霉利胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测农药残留中腐霉利残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测农药残留样本需要约 5 分钟，检测农药残留的检测限为 200ppb。

### 检测农药残留定性快速检测卡相关产品如下：

#### 以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

啉菌酯快速检测卡 多效唑快速检测卡 三唑酮快速检测卡 三唑醇快速检测卡 甲霜灵快速检测卡 吡唑醚菌酯快速检测卡 多菌灵快速检测卡 百菌清快速检测卡 霜霉威快速检测卡 三唑磷快速检测卡 毒死蜱快速检测卡 阿维菌素快速检测卡 哒螨灵快速检测卡 吡虫啉快速检测卡 啶虫脒快速检测卡 甲萘威快速检测卡 克百威快速检测卡 涕灭威快速检测卡 异丙威快速检测卡 氧乐果快速检测卡 灭蝇胺快速检测卡 有机磷快速检测卡 水胺硫磷快速检测卡 甲基异柳磷快速检测卡 杀螟硫磷快速检测卡 甲基对硫磷

快速检测卡 菊酯类快速检测卡 甲氰菊酯快速检测卡 氯氰菊酯快速检测卡  
氯氟氰菊酯快速检测卡 联苯菊酯快速检测卡 噻虫胺快速检测卡 噻虫嗪快  
速检测卡 噻虫啉快速检测卡 氟虫氰快速检测卡 甲拌磷快速检测卡 二甲  
戊灵快检测卡 乙草胺快速检测卡 百草枯快速检测卡 4-氯苯氧乙酸钠快速检  
测卡 6-苄氨基嘌呤快速检测卡 氯吡脲快速检测卡 异菌尿快速检测卡

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**