



生鲜乳中玉米赤霉烯醇抗生素快速检测卡

生鲜乳中玉米赤霉烯醇抗生素参数

产品简介

本产品为玉米赤霉烯醇胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测生鲜乳中玉米赤霉烯醇残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测生鲜乳样本需要约5分钟，检测生鲜乳的检测限为 **10ppb**。

检测生鲜乳定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

β -内酰胺酶快速检测卡 头孢氨苄快速检测卡 头孢噻夫快速检测卡 氯霉素快速检测卡 四环素快速检测卡 氟苯尼考快速检测卡 林可霉素快速检测卡 氟喹诺酮类快速检测卡 磺胺类快速检测卡 庆大霉素快速检测卡 甲矾霉素快速检测卡 红霉素快速检测卡 克拉霉素快速检测卡 地塞米松快速检测卡 替米考星快速检测卡 泰乐菌素快速检测卡 新霉素快速检测卡 链霉素快速检测卡 三甲氧苄胺嘧啶快速检测卡 安乃近代谢物快速检测卡 美洛昔康快速检测卡 氯羟吡啶快速检测卡 甲硝唑快速检测卡 卡那霉素快速检测卡

测卡 黄曲霉毒素 M1 快速检测卡 苯甲酸快速检测卡 三聚氰胺快速检测
卡 羊奶掺假快速检测卡 骆驼奶掺假快速检测卡 多菌灵快速检测卡 多
菌灵/阿苯达唑快速检测卡 吡虫啉快速检测卡 克百威快速检测卡 百菌清
快速检测卡 啶虫脒快速检测卡 甲萘威快速检测卡 百草枯快速检测卡
 β -内酰胺类抗生素胶体金快速定性检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com